

Domowy zestaw do pielęgnacji ran.

Polisept® Vet Spray oraz **Polisept® Vet Wound Gel**, jako produkty komplementarne, spełniają wszystkie wymogi prawidłowej pielęgnacji ran u zwierząt.

POLISEPT® VET

SPRAY

Płyn do zabiegów antyseptycznych w postępowaniu z ranami oraz uszkodzoną skórą i błoną śluzową

- Skutecznie zwalcza zakażenie bakteryjne rany w tym MRSA, VRE, ESBL
- Skutecznie usuwa powstały BIOFILM BAKTERYJNY oraz zapobiega jego powstawaniu
- Skutecznie zwalcza stan zapalny
- Skutecznie zabezpiecza rany przed zakażeniem z zewnątrz
- Stwarza optymalne warunki dla procesów naprawczych w ranie
- Przyspiesza proces gojenia się rany i zapobiega tworzeniu się blizn
- Zmniejsza ból w obrębie rany



POLISEPT® VET

WOUND GEL

Aktywny opatrunek w formie żelu hydrokoloidowego do stosowania na wszelkiego rodzaju rany.

- Przyspiesza i usprawnia proces gojenia się rany
- Zapewnia optymalny bilans wodny w obrębie rany
- Oczyszcza rany z zanieczyszczeń biologicznych powstających w trakcie gojenia się rany (produkty przemiany materii, toksyny itp.)
- Zabezpiecza rany przed zakażeniem z zewnątrz zapewniając jednocześnie optymalną wymianę gazową
- Zapobiega tworzeniu się BIOFILMU BAKTERYJNEGO



SZEROKIE ZASTOSOWANIE

- ✓ Rany chirurgiczne
- ✓ Rany ostre jałowe i zakażone (rany gryzione, w tym z zachyłkami i kieszonkami)
- ✓ Rany przewlekłe (odleżyny, owrzodzenia), w tym zainfekowane
- ✓ Miejscowe oparzenia I-go i II-go stopnia
- ✓ Odleżyny, ropnie i owrzodzenia
- ✓ Rany powierzchowe i głębokie (szarpane, gryzione z zachyłkami i kieszonkami)

dodatkowo:

- ✓ Śródoperacyjna ochrona rany (Polisept® Vet Spray)
- ✓ Usuwanie przyschniętych opatrunków (Polisept® Vet Spray)