



Kompleksowa metoda w praktyce weterynaryjnej

Schemat **TIME** określa różne procesy i zmiany patologiczne zachodzące w ranach oraz wytycza sposób postępowania na różnych etapach leczenia, w tym dobór odpowiednich preparatów.

Polisept® Vet Wound Irrigation oraz **Polisept® Vet Wound Gel**, jako produkty komplementarne, spełniają wymogi wszystkich punktów schematu **TIME**.

POLISEPT® VET

WOUND IRRIGATION

Izotoniczny płyn do przemywania wszelkiego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska rany do dalszego postępowania leczniczego.

- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia mechaniczne i biologiczne
- Skutecznie usuwa powstały BIOFILM BAKTERYJNY
- Skutecznie zapobiega powstawaniu BIOFILMU BAKTERYJNEGO
- Wykazuje doskonałą tolerancję tkankową
- Przyspiesza gojenie rany
- Pozwala na skuteczne i bezinwazyjne usuwanie opatrunków



POLISEPT® VET

WOUND GEL

Aktywny opatrunek w formie żelu hydrokoloidowego do stosowania na wszelkiego rodzaju rany.

- Przyspiesza i usprawnia proces gojenia się rany
- Zapewnia optymalny bilans wodny w obrębie rany
- Oczyszcza rany z zanieczyszczeń biologicznych powstających w trakcie gojenia się rany (produkty przemiany materii, toksyny itp.)
- Zabezpiecza rany przed zakażeniem z zewnątrz zapewniając jednocześnie optymalną wymianę gazową
- Zapobiega tworzeniu się BIOFILMU BAKTERYJNEGO



Szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz ich stosowania zgodnie ze schematem TIME



www.polisept.pl